

Προδιαγραφές Multicheck

Λειτουργία: Γλυκόζη, Ουρικό Οξύ

Εύρος 20 ~ 600 mg/dL

(1.1 ~ 33.3 mmol/L)

100 ~ 400 mg/dL

(2.5 ~ 10.4 mmol/L)

3 ~ 20 mg/dL

(179 ~ 1190 μmol/L)

Βαθμονόμηση

Ισοδύναμο πλάσματος

Χρόνος Μέτρησης

6 δευτερόλεπτα

Χωρητικότητα Μνήμης

200 αλλαγές μετρήσεων

Συνθήκη Λειτουργίας

Θερμοκρασία, Υγρασία 57.2 ~ 104°F (14 ~ 40°C)

85% Σχετική Υγρασία

Συνθήκη Αποθήκευσης (Μεγάλη Μεταφοράς)

Θερμοκρασία, Υγρασία 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)

95% Σχετική Υγρασία

Όγκος Δείγματος

15 μL

Τύπος Δείγματος

Τριχοειδικό Πλήρες Αίμα

Εύρος Αιματοκρίτη

30 ~ 50%

Παροχή Τροφοδοσίας

1.5V (AAA) x 2

Διάσταση Μετρητή

HxWxD (mm)

88 x 64 x 22

Οθόνη

LCD display (35 x 45 mm)

Βάρος

60 γραμμ. χωρίς τις Μπαταρίες

Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας

Περισσότερο από 1000 φορές

Τεχνολογία που χρησιμοποιείται

Βιοαίσθητρος με ηλεκτρόδια

* Θα υπάρχουν 100 μνήμες για τη χοληστερόλη εάν ο μετρητής σας δεν έχει καμία λειτουργία για το ουρικό οξύ.

* Θα υπάρχουν 100 μνήμες για το ουρικό οξύ εάν ο μετρητής σας δεν έχει καμία λειτουργία για τη χοληστερόλη.

* * Ο μετρητής Kernel MultiCheck έχει δοκιμαστεί ως προς την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και έχει εγκριθεί σύμφωνα με την απαίτηση EN 61010-1/EN 61010-2-101/EN 60601-1-2/EN 61326. **Περιεχόμενα**



Η κάθε συσκευασία περιέχει:

- ▣ 1 Μετρητή Kernel MultiCheck
- ▣ Εγχειρίδιο Χρήστη Kernel MultiCheck στα Ελληνικά
- ▣ Συνοπτικό Οδηγό Χρήσης στα Ελληνικά
- ▣ 1 Στυλό Λήψης Αίματος (Συσκευή με Σκαριφιστήρες)
- ▣ Ημερολόγιο λειτουργίας
- ▣ Θήκη
- ▣ Σκαριφιστήρες
- ▣ Ταινία Ελέγχου
- ▣ Δύο Μπαταρίες AAA
- ▣ Ταινίες Μέτρησης (προαιρετικά)
- ▣ Κάρτα προϊόντος

Οδηγίες Χρήσης

Το μυστικό του **μετρητή Multicheck της Kernel** βρίσκεται στην πολύ εύκολη χρήση που επιτρέπει σε πολύ σύντομο χρόνο να μάθετε τα επίπεδα των τιμών **Γλυκόζης**

Χοληστερίνης
ή
Ουρικού οξέος
στο αίμα.



Βήμα 1

Λαμβάνετε δείγμα αίματος από το δάχτυλό σας.



Βήμα 2

Τοποθετείτε μία σταγόνα στην Ταινία Μέτρησης και την εισάγετε στον Μετρητή.



Βήμα 3

Αποτελέσματα για Γλυκόζη: 6 δευτερόλεπτα

Αποτελέσματα για Χοληστερίνη: 150 δευτερόλεπτα

Αποτελέσματα για Ουρικό Οξύ: 6 δευτερόλεπτα Αποκτήστε το σετ μέτρησης που σας ενδιαφέρει κ

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών μας περιλαμβάνει:

(1) Οι πελάτες μας έχουν δικαίωμα στη **δωρεάν επισκευή και την αντικατάσταση των ανταλλακτικών**. Εάν έχετε προβλήματα με το προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα / αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. Εντούτοις αποκλείονται οι ακόλουθες ζημιές οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη χρήση ή ατυχήματα (όπως το χτύπημα, η υγρασία, η μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, η αποσυναρμολόγηση και οι φυσικές καταστροφές).

(2) Η εταιρία Kernel Int'l Corp. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατυχήματα και επιδείνωση της ασθένειας που προέκυψε από την εσφαλμένη χρήση της συσκευής από τον αγοραστή / χρήστη χωρίς τις οδηγίες των επαγγελματιών (π.χ. ιατρικό προσωπικό). Οι καταναλωτές δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση εν προκειμένω.

(3) Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης λεπτομερώς **πριν** χρησιμοποιήσετε το μετρητή Multicheck. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 391910.